

# LUZEREN®

## Phmetro de bolsillo 3 en 1 PH/COND/TEMP



### Descripción:

Medidor de bolsillo 3 en 1, pantalla de LCD, hace mediciones simultaneas de PH/COND/TEMPERATURA. Compensación de Temperatura Automática (ATC). Compruebe la pureza del agua potable de tanques, estanques, piscinas, spa, acuarios, acuicultura, etc. Gran aplicación en el laboratorio y la enseñanza.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001062
Rango de pH	0.00 -14.00
Resolución pH	0.01
Precisión pH	+/-0.1
Rango de Ec	0 a 19.99 mS/cm
Resolución Ec	0.01ms/cm
Precisión Ec	+/-2%F.S.
Rango de Temperatura	0 a 55°C
Resolución Temp.	0.1°C
Precisión Temp.	+/-0.1°C
Solución de calibracion	12.88mS/cm
ATC	De 0 a 50°C
Temp. de operación	0-50°C
Peso	100g.
Medidas totales	170*40*23mm
Alimentación eléctrica	Baterías 4*1.5V. (AG-13)

Incluye destornillador, baterías, soluciones (pH 4.003, pH 6.864 y EC12.88mS/cm) y estuche de plastico rígido.