



Micropipeta Autoclaveable 10-100ul

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001084
Modelo	7030511008
Rango de Volúmen	10 A 100ul
Incrementos de	0.1ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	100ul, 0.80%, 0.80µl 50ul, 1.00%, 0.50µl 10ul, 3%, 0.30µl
Volumen de prueba / Error de precisión	100ul, 0.20%, 0.20µl 50ul, 0.30%, 0.15µl 10ul, 1%, 0.10µl
Peso total c/empaque	100g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	275*85*40mm



Descripción:

Micropipeta mecánica de volumen variable, es ligera y cuenta con un diseño ergonómico que resulta muy conveniente para la operación rutinaria. Operación con pistón basado en el principio de desplazamiento de aire. Contador numérico de fácil lectura. Probada según norma ISO8655/DIN12650, incluye herramienta para su calibración y mantenimiento, fabricada con materiales de gran durabilidad y resistencia química. Es totalmente autoclaveable. Compatible con la gran mayoría de puntas universales.