

# LUZEREN®

## Parrilla de Calentamiento con Agitación



### Descripción:

Parrilla de calentamiento con agitación, perillas de control análogo y placa cuadrada de aluminio con recubrimiento cerámico. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO2001164</b>
Medidas de placa	190*190 mm
Rango de temperatura ambiente	+5 a 380°C
Rango de velocidad	200 – 2000RPM
Volumen máximo	5L.
Peso	4Kg
Medidas (W*L*H)	320*190*125mm
Consumo eléctrico	600W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

Incluye varilla, pinza y magneto.