

# LUZEREN®

## Equipo Digital para Pruebas de Jarras



### Descripción:

Equipo para pruebas de floculación de 6 estaciones con velocidad variable, controles digitales independientes. Estructura sólida, motor DC libre de carbones. Propela de S.S. resistente a la corrosión. Cuenta con un sistema estabilizador para el control de velocidad. Es de fácil operación y maneja alta potencia, tiene bajo nivel de ruido. Es un equipo básico para floculación de fluidos. Gran aplicación en diversos laboratorios multidisciplinarios, la industria, la investigación científica y la enseñanza.

### Especificaciones:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Catalogo</b>             | <b>PRO2001173</b> |
| Estaciones                  | 6                 |
| Rango de velocidad          | 100–2000RPM       |
| Reloj                       | 0-120 minutos     |
| Modalidad de operación      | Continua          |
| Peso                        | 34Kg              |
| Consumo eléctrico           | 6*100W            |
| Medidas del empaque (L*W*H) | 1070*360*800mm    |
| Alimentación Eléctrica      | 110V, 60Hz        |