

# LUZEREN®

## Equipo digital para pruebas de Jarras



### Descripción:

Equipo para pruebas de floculación de 4 estaciones con velocidad variable, controles digitales independientes. Estructura sólida, motor DC libre de carbones. Propela de S.S. resistente a la corrosión. Cuenta con un sistema estabilizador para el control de velocidad. Es de fácil operación y maneja alta potencia, tiene bajo nivel de ruido. Es un equipo básico para floculación de fluidos. Gran aplicación en diversos laboratorios multidisciplinarios, la industria, la investigación científica y la enseñanza.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO2001177</b>
Estaciones	4
Rango de velocidad	100–2000RPM
Reloj	0-120 minutos
Modalidad de operación	Continua
Peso Total (C/Empaque)	37Kg
Consumo eléctrico	4*100W
Medidas del empaque (L*W*H)	780*340*720mm
Alimentación Eléctrica	110V, 60Hz