

LUZEREN®

Incubadora Fría BOD 250L



Descripción:

Incubadora de baja temperatura, control de gran precisión con microprocesador y pantalla grande de LCD. Convección forzada, puerta solida con cristal templado, reloj y alarma. Interruptor térmico de seguridad. Interiores en acero inoxidable acabado espejo. Exteriores de acero con acabado en pintura electrostática resistente a la corrosión. Ideal en pruebas farmacéuticas, pruebas de aguas, pruebas de BOD, cultivo de hongos y bacterias, cultivo de plantas y reproducción de semillas.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001185
Capacidad	250L (8.82cuft)
Rangos de Temperatura	0 A 65°C
Sensibilidad	±0.1°C
Estabilidad	±0.5°C
Reloj	1 – 9999min
Entrepaños	3 Piezas
Peso total	139Kg
Medidas Interiores (W*L*H)	550*445*1100mm
Medidas Exteriores (W*L*H)	650*695*1752mm
Consumo Eléctrico	1000W
Alimentación Eléctrica	120V, 50Hz