



Agitador Magnético Ecostir 120mm



Descripción:

Agitador magnético Ecostir, control análogo, velocidad variable, motor electromagnético DC libre de carbones, la parte superior de PET ofrece una excelente resistencia química. Operación silenciosa y sin vibraciones. Fácil de limpiar. Útil para diversas aplicaciones en investigación e industria.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001189
Plataforma (Diámetro)	120mm
Rango de velocidad	300 – 2000 RPM
Volumen Max.	1500ml
Grado de protección	IP21
Humedad y temperatura de operación	80%RH, 5-40°C
Longitud Max. Barra magnética	40mm
Peso	300g
Consumo	7.2W
Medidas empaque (W*D*H)	150*145*50mm
Alimentación Eléctrica	100-240V, 50/60Hz

