



## Parrilla agitadora digital 25\*25cm



### Descripción:

Parrilla de calentamiento y agitación magnética con placa cerámica de alta resistencia química en color blanco para facilitar la visualización. Pantalla de LCD, reloj, controles independientes (velocidad y temperatura). Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001190
Medidas de placa	254*254mm
Temperatura máxima / incremento	35-500°C, 1°C
Lectura de temperatura	±1°C
Precisión de temperatura	±0.1°C
Temperatura de seguridad	540°C
Velocidad de agitación	100 – 1500RPM
Resolución de velocidad	+/-1RPM
Volumen máximo de agitación (H2O)	30L
Longitud Max. barra de agitación	80mm
Reloj	1min-99h59min
Grado de protección	IP21
Peso	7.2 Kg
Medidas (D*W*H)	328*424*138mm
Consumo eléctrico	1400W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz