



## Rotavapor Eco LED



### Descripción:

Rotavapor Eco digital con elevador manual y configuración vertical. Baño de 5 litros, pantalla de LED, motor DC libre de carbones, interruptor térmico de seguridad, incluye condensador de serpentín con excelente efecto para el enfriamiento, matraz evaporador con junta esmerilada 24/40 de 1000ml, matraz receptor con junta esmerilada 35/20 de 1000ml y juego de conexiones. Angulo de inmersión ajustable. Puerto USB, excelente sellado gracias a su anillo de resorte doble de PTFE. Advertencia térmica >50°C y protección por sobrecalentamiento a 220°C.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001191
Rotacion	Reversible
Rango de velocidad	20 – 200 RPM
Rango de temperatura	Ambiente a 180°C
Exactitud	Agua: ±1°C Aceite: ±3°C
Superficie de enfriamiento	1500cm <sup>2</sup>
Rango Cap .Matraz (Vol.)	50-2000ml
Grado de protección	IP20
Desplazamiento (Carrera)	110mm (+100mm Aux.)
Dimensiones de tina	300*300*240mm
Peso	10Kg
Consumo eléctrico	1245W
Dimensiones (D*W*H)	465*457*583mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz