

LUZEREN®

Baño maría 5L con Agitación



Descripción:

Baño maría con calentamiento y agitación, tina circular de acero inoxidable tipo 304. Agitador magnético integrado con velocidad variable. Control de temperatura PID y sensor PT100. Pantalla LED e interruptor de seguridad. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, etc.

Especificaciones:

catalogo	PRO2001192
Capacidad (litros)	5L
Rango de temperatura	AMB +5 a 400°C, +/-1°C
Rango de Agitación	100-2600RPM
Potencia de Agitación	30W
Potencia de Temperatura	1000W
Medidas de la Tina (Dia*H)	250*130mm
Peso	8kg
Medidas totales (W*D*H)	250*240*270mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye tapa de acero inoxidable, sujetador de barras y barra magnética.