

LUZEREN®

Incubadora Fría pruebas de BOD 150L



Descripción:

Incubadora de baja temperatura para pruebas de BOD. Es de gran aplicación para cultivo de hongos, bacterias, plantas y prueba de semillas. El interior es de acero inoxidable brillante, con esquinas redondeadas. Control programable de gran precisión con microprocesador y pantalla grande de LCD. Un motor compresor eficiente de bajo consumo eléctrico.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001197
Capacidad	150L (5.3 cuft)
Rango de Temperatura	4 - 70°C
Estabilidad	±0.5°C
Sensibilidad	±0.1
Ventana	Cristal templado
Entrepaños	3
Reloj	1~9999 minutos
Medidas Interiores (W*D*H)	500*370*800mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	660*620*1465mm
Consumo Eléctrico	650W
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz