

Dispensador Análogo 10- 100ml



Descripción:

Dispensador análogo fabricado con materiales con excelente resistencia química, los componentes están hechos de PTFE, FEP, ETFE y FEP/PCTFE, es autoclavable a 121 °C. Su diseño permite una fácil limpieza. Se suministra con juego de 3 adaptadores de rosca para diferente medida: 32, 38 Y 40mm. (No incluye frasco)

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001441
Rango de volumen	10-100ml
Incremento	1ml
Inexactitud (E%) volumen	Min +/-1.5% Medio +/- 1.1% Max +/- 0.6%
Imprecisión (CV%) volumen	Min < 0.5% Medio < 0.35% Max < 0.1%
Peso	750g
Medidas empaque (W*D*H)	390*95*90mm