



Agitador magnético 16 plazas



Descripción:

Agitador magnético de 16 plazas con 4 controles análogos para velocidad sincronizada en 4 estaciones, plataforma de acero inoxidable que facilita la limpieza. Motor DC silencioso y libre de carbones, carcasa metálica con recubrimiento anticorrosión. Instrumento de gran utilidad en laboratorios de química, bioquímica, medicina, la salud, protección ambiental, investigación científica, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catálogo	PRO2002312
Modelo	MS-16
Velocidad	0 - 1200 RPM
Medidas de plataforma	415*435 mm
Capacidad Max./Plaza	500ml
Grado de protección	IP21
Largo Max. Barra Magnética	40mm
Peso	7.5Kg
Dimensiones(L*W*H)	415*555*85mm
Consumo eléctrico	60W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

Incluye 16 barras magnéticas de 3mm de longitud.