



Agitador mezclador de propela 40L



Especificaciones:

Catalogo	PRO2002870
Capacidad máxima de agitación (Agua)	40 Litros
Rango de velocidad	50 – 2200 RPM
Resolución	+/-3 RPM
Torque (máximo)	60Ncm
Viscosidad máxima	50000mPas
Diámetro del chuck	0.5 – 10mm
Protección (Grado)	IP42
Medidas del agitador (D*L)	50*400mm
Peso	11Kg
Potencia (motor)	100W
Medidas de soporte (W*D*H)	200*310* 780mm
Medidas cabezal (W*D*H)	83*186*220mm
Alimentación Eléctrica	120V, 50/60Hz

Descripción:

Agitador mezclador de propela con pantalla de LED, control de velocidad, motor DC de larga durabilidad por ser libre de carbones, interruptor electrónico de seguridad. Incluye soporte universal con pinza # 18900258 y propela de acero inoxidable 316 # 18900071. Alta fiabilidad y excelente desempeño.