



Micropipeta Autoclaveable Total 0.5-10ul

Especificaciones:

Catalogo	PRO2004048
Modelo	7030301004
Rango de Volúmen	0.5 A 10ul
Incrementos de	0.1ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	10ul, 1.00%, 0.1µl 5ul, 1.50%, 0.075µl 1ul, 2.50%, 0.025µl
Volumen de prueba / Error de precisión	10ul, 0.80%, 0.08µl 5ul, 1.50%, 0.075µl 1ul, 1.50%, 0.015µl
Peso total c/empaque	100g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	275*85*40mm



Descripción:

Micropipeta mecánica de volumen variable, es ligera y cuenta con un diseño ergonómico para una experiencia muy satisfactoria durante su uso. Operación con pistón basado en el principio de desplazamiento de aire. Contador numérico de fácil lectura. Certificado de control de calidad acorde a ISO8655, incluye herramienta para su calibración y mantenimiento. Fabricada con materiales innovativos de gran durabilidad y resistencia química. Es totalmente autoclaveable y compatible con la gran mayoría de puntas universales.