



Micropipeta Autoclaveable Total 1000-5000ul

Especificaciones:

Catalogo	PRO2004056
Modelo	7030301017
Rango de Volúmen	1000 A 5000ul
Incrementos de	50ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	5000ul, 0.50%, 25µl 2500ul, 0.60%, 15µl 1000ul, 0.7%, 7µl
Volumen de prueba / Error de precisión	5000ul, 0.15%, 7.5µl 2500ul, 0.30%, 7.5µl 1000ul, 0.30%, 3µl
Peso total c/empaque	100g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	275*85*40mm



Descripción:

Micropipeta mecánica de volumen variable, es ligera y cuenta con un diseño ergonómico para una experiencia muy satisfactoria durante su uso. Operación con pistón basado en el principio de desplazamiento de aire. Contador numérico de fácil lectura. Certificado de control de calidad acorde a ISO8655, incluye herramienta para su calibracion y mantenimiento. Fabricada con materiales innovativos de gran durabilidad y resistencia química. Es totalmente autoclaveable y compatible con la gran mayoría de puntas universales.