



Micropipeta de 12 canales 5-50ul

Especificaciones:

Catalogo	PRO2004057
Modelo	7030204006
Rango de Volúmen	5 A 50ul
Incrementos de	0.5ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	50ul, +/- 1% 25ul, +/- 1.5% 5ul, +/- 3%
Volumen de prueba / Error de precisión	50ul, +/- 0.5% 25ul, +/- 1% 5ul, +/- 2%
Peso total c/empaque	350g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	295*135*40mm



Descripción:

Micropipeta mecánica de 12 canales, volumen variable, diseño ergonómico. Apropia para su uso en placas de 96 pozos. Diseño y operación con pistones individuales basado en el principio de desplazamiento de aire. Cabezal rotatorio que evita el esfuerzo durante la operación de rutina. Probada según norma ISO8655/DIN12650; 24°C. Calibración y mantenimiento simple sin el uso de herramientas, fabricada con materiales de gran durabilidad y gran resistencia química.