

LUZEREN®

Congelador horizontal 650L



Descripción:

Congelador vertical de 650L (23 CUFT), temperatura de 0 a -20°C, diseño elegante con interiores y exteriores en acero inoxidable, controlado con microprocesador, respaldo de aluminio, control con pantalla de LED frontal. Tiene alarma, ruedas de servicio con frenos delanteros. Puerta solida, parrillas ajustables, chapa de seguridad e iluminación interior.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2005012
Rango de temperatura	De 0°C A -20°C°
Capacidad de almacenamiento	650L (23cuft)
Refrigerante	HYDRO-CARBON R290
Parrillas	3
Peso	127 Kg
Dimensiones Exteriores (W*D*H)	720*810*2060mm
Dimensiones interiores (W*D*H)	610*680*1360mm
Consumo eléctrico	473W
Alimentación eléctrica	115V, 60Hz