

LUZEREN®

Parrilla Digital para Calentamiento y Agitación

Descripción:

Parrilla digital de calentamiento y agitación magnética con pantalla de LCD retroiluminada, placa cuadrada de aluminio con recubrimiento cerámico. Motor libre de carbones.

Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.



Especificaciones:

Catalogo	PRO2007000
Medidas de placa	150*150 mm
Rango de Velocidad	100-1600 RPM
Precisión en velocidad	+/-10 RPM
Volumen Max. De Agitación	5L
Temperatura Ambiente	+5 a 300°C
Precisión en Temperatura	Placa: +/-3°C Liquido: +/-0.5°C
Rango de velocidad de agitación	200 – 1500 RPM
Reloj	1-99h-59min
Peso	2.76Kg
Medidas (W*D*H)	270*180*85mm
Consumo eléctrico	550W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

*** Incluye Soporte, Pinza,
Sensor de temperatura y
Barra Magnética.**