

LUZEREN®

Centrifuga Clínica Digital 8*15ml 5000RPM



Descripción:

Centrifuga clínica, control digital programable con microprocesador PID. Reloj, es silenciosa, fabricada con estructura de ABS de alta resistencia, diseño moderno y ergonómico, motor libre de carbones. Patas de goma anti vibratorias en su base. Tiene una pequeña mirilla en la cubierta. Cuenta con seguro de puerta automatico y manual. La puerta se abre automáticamente al finalizar el ciclo. Sistema de seguridad automatico en puerta y por sobre velocidad. Incluye rotor angular para 8 tubos de 10/15ml. De uso común en laboratorios de química, biología, medicina, física, petróleo, protección del medio ambiente, alimentos, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2007003
Rango de Velocidad	100 A 5000 RPM
Fuerza centrifuga máxima	2795 xg
Reloj	0-99 Min
Nivel de ruido	≤65dB
Peso Neto	6.5 Kg
Consumo	150W.
Dimensiones (L*W*H)	330*280*240mm
Medidas Totales (L*W*H)	350*430*280mm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz

