

# LUZEREN®

## Bomba de Vacío Portátil de Diafragma, 15LPM



### Descripción:

Bomba de Vacío Portátil de Diafragma para un proceso limpio libre de aceite, con excelente desplazamiento. Equipada con dos cabezales, opcional para Presión Positiva y Negativa, motor eficiente y silencioso de gran durabilidad. Manómetro para un control preciso. Gran utilidad en procesos de filtración, concentración de muestras, extracción en fase solida, etc. Cuenta con patas de goma antideslizamiento en la base, es Compacta, ligera, eficiente y fácil de transportar.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO2007004</b>
Desplazamiento	15L/min
Velocidad	350rpm
Presion Positiva (Mpa)	0.2
Vacio Max (Mpa)	-0.085
Ruido	≤60 dB
Peso	2.4Kg.
Medidas totales (W*D*H)	260*135*210mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz Adaptador DC24V, 3A, 35W

Incluye 1m. De manguera de vacío con diámetro Interno 5mm y externo 12mm.