

LUZEREN®

Bomba De Vacío Libre de Aceite 30L/min



Descripción:

Bomba de vacío libre de aceite de 1 cabezal, presión negativa, excelente desplazamiento. Diseño compacto y ergonómico con asa para facilitar su transporte. Fabricado con materiales de alta resistencia química (ABS y Metal). Motor potente y silencioso, incluye manómetro. Integra patas de goma anti deslizante y anti vibratorias.

Es adecuado para el tratamiento de gases en la industria química, farmacéutica, petroquímica y usos varios como destilación o concentración, extracción en fase solida por vacío Incluyendo usos múltiples en procesos industriales.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2007005
Desplazamiento	30L/min
Rango de Velocidad	≥ 1360RPM
Vacío Máximo	-0.085MPa
Peso	4.9Kg
Potencia del Motor	165W
Ruido	<60dB
Temperatura de Operación	<55°C, <80% RH
Dimensiones (W*D*H)	290*160*280mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz

Incluye manguera de Látex de 12*6mm
(ID*OD) y Cinta de teflón.