

# LUZEREN®

## Parrilla con Placa de Grafito 420°C



### Descripción:

Parrilla de calentamiento controlado por procesador PID, pantalla LCD grande. Generalmente utilizado para calentar, evaporar y secar muestras. Los valores se muestran de forma clara e intuitiva. Función Autoajuste, Temporizador y Alarma. Placa robusta y resistente con grafito Isostático que no se deforma a altas temperaturas. Calentamiento rápido, uniforme y eficiente. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, investigación farmacéutica, preparación de productos biológicos, procesamiento de alimentos, laboratorios clínicos, industriales y demás campos.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO2007007</b>
Rango de temperatura ambiente	+5 a 420°C
Precisión	+/-1°C
Uniformidad	3%
Carga Máxima	10Kg
Peso	9Kg
Medidas de placa de Grafito (W*D*H)	300*200*12mm
Medidas Totales (W*D*H)	300*350*200mm
Consumo eléctrico	1600W
Alimentación eléctrica	110-220V 50/60 Hz