



## Bomba Peristáltica Digital 0-88ml/min, 350rpm



### Descripción:

Bomba peristáltica digital programable compacta de velocidad variable. Excelente control de flujo. Cuenta con interruptor alámbrico de pie. Gran aplicación en Laboratorios para la transferencia de líquidos y dispersión de reactivos, Incluyendo usos múltiples en procesos industriales.

### Especificaciones:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Catalogo</b>          | <b>PRO2007008</b>                           |
| Rango de flujo           | 0-88ml/min                                  |
| Peso                     | 510g.                                       |
| Velocidad                | 350rpm                                      |
| Temperatura de Operación | 0-60°C, <80% RH                             |
| Medidas totales (W*D*H)  | 83*147*122mm                                |
| Alimentación Eléctrica   | 110V, 50/60Hz<br>Adaptador 24V, 1.9A, 45.6W |

Incluye 2m. De manguera de silicón con Dia.  
Interno 3mm y externo 5mm. Probeta  
graduada PP de 10ml.