

## Vortex Genie 2



### Descripción:

Agitador vibratorio de velocidad variable, incluye copa para tubo de 40mm de diámetro y plataforma de hule de 3" (TX3030A) para vaso de precipitado, matraz o varios tubos. Es de fabricación robusta y estable gracias a su armazón metálico. Excelente estabilidad en la mesa de trabajo por su peso suficiente y sus 4 patas de goma antiderrapante. Modos de operación: de toque/continuo. Indicado para laboratorios, farmacias, industria química, la enseñanza, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>SI-0236</b>
Rango de velocidad	600 A 3200 RPM
Diámetro de orbita	4mm
Peso	4Kg
Dimensiones (H*W*D)	165*122*165mm
Alimentación eléctrica	120V, 60Hz