

## Destilador de agua 4L/h



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>TS632445100105</b>
Modelo	DP4000
Capacidad	4 litros/hora
Consumo de Agua (Enfriamiento)	45L/h
Conductividad (Usando agua tratada)	1.5 - 2.5 $\mu$ Scm-1, (25°C)
Presión mínima requerida de agua	200 kPa +/-10kPa
Presión máxima requerida de agua	600 kPa +/-10kPa
Peso	8Kg
Dimensiones (W*D*H)	190*190*660mm
Medidas empaque	80*60*1000mm
Consumo eléctrico	3.1KW
Alimentación eléctrica	230V, 50Hz 15A

### Descripción:

Destilador de agua con diseño vertical, capacidad de 4L/h, fabricado en vidrio borosilicato de alta resistencia. Estructura de base metálica con recubrimiento anticorrosivo. Producción de agua destilada libre de pirógenos y baja conductividad. Resistencia eléctrica de acero inoxidable, cuenta con termostato, caldera y condensador de alta eficiencia.