



SERIE YA

Balanza Electronica de Bolsillo



Compacta y portátil en la palma de tu mano.

La báscula de bolsillo OHAUS YA Series ofrece un gran rendimiento en un estilo elegante con funcional diseño y tamaño conveniente, es ideal para llevar a cualquier parte: llévelo en un maletín o ¡en tu bolsillo! Con una pantalla de LCD brillante, retroiluminada y de operación simple y rápida, no hay razón para conformarse con otras marcas cuando puede tener una OHAUS..

Las características estándar incluyen:

- **Diseño exclusivo de cubierta con bisagras para proteger la báscula**
- **Construcción de plástico resistente con plato de pesaje de acero inoxidable.**
- **Pesa en g, oz, ct, gn,**
- **Función de apagado automático que ahorra energía**



Especificaciones:

Modelo	YA302
Capacidad	300 g
Resolución	0.05g
Repetibilidad	3 d
Linearidad	±3 d
Pantalla	LCD retroiluminada
Unidades de pesaje	Gramos, onzas, quilate, grano
Medida del plato	2.8*2.0 pulgadas / 70*50mm
Alimentación eléctrica	2 baterías AAA (incluidas)
Dimensiones (W x D x H)	4.3 x 2.9 x 0.8 in / 110 x 75 x 20 mm
Dimensiones de empaque	5.9 x 3.9 x 1.2 in / 150 x 100 x 30 mm
Peso neto	150g



Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.

Equipos y Reactivos para Investigación

Av. Siglo 21, # 50 Interior 116-A

Col. Santa Cruz de las Flores

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640

Tel. 3338488484

email: prolab@pro-lab.com.mx

www.prolab@pro-lab.com.mx