

PRESTO®

Autoclave de 21 litros para gas



Especificaciones:

Catalogo	PRO1002841
Modelo	01781
Peso	4.5 Kg
Medidas (W*D*H)	385*377*370mm

Descripción:

Autoclave portátil para gas, capacidad de 21 litros, fabricada en aluminio de alta resistencia, Incluye indicador de presión y temperatura. bandeja o parrilla para cocinado y colocación de objetos, válvula de alivio recetario y manual de instrucciones. Rápida, segura y de fácil manejo.