

LUZEREN®

Equipo para pruebas de floculación de 6 estaciones



Descripción:

Equipo para pruebas de floculación de 6 estaciones con velocidad variable, controles de velocidad análogos e independientes. Estructura sólida, motor DC libre de carbones. Propela de S.S. resistente a la corrosión. Cuenta con un sistema estabilizador para el control de velocidad. Es de fácil operación y maneja alta potencia, tiene bajo nivel de ruido. Es un equipo básico para floculación de fluidos. Gran aplicación en diversos laboratorios multidisciplinarios, la industria, la investigación científica y la enseñanza.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1007766
Estaciones	6
Rango de velocidad	100–2500RPM (Regulado a pasos)
Reloj	0-120 minutos
Modalidad de operación	Continua
Peso	34Kg
Consumo eléctrico	6*100W
Medidas del empaque (L*W*H)	1070*360*800mm
Alimentación Eléctrica	110V, 60Hz