

# LUZEREN®

## Centrifuga Clínica Digital 24\*15ml



### Descripción:

Centrifuga clínica, control digital con microprocesador. Reloj, es silenciosa, fabricada con estructura de metal y plástico de alta resistencia, motor libre de carbones. Incluye rotor angular para 24 tubos de 15ml (13\*100mm). De uso común en laboratorios de química, biología, medicina, física, protección del medio ambiente, alimentos, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001156
Velocidad máxima	4000 RPM
Fuerza centrífuga máxima	5120 x g
Reloj	0-99 Min
Nivel máximo de ruido	≤65dB
Peso	13.5 Kg
Consumo	80W.
Medidas (L*W*H)	350*410*210mm
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz