

# LUZEREN®

## Agitador magnético 16 plazas



### Descripción:

Agitador magnético para 16 frascos de 400ml. (4X4), con 4 controles análogos para velocidad sincronizada en 4 estaciones, plataforma de acero inoxidable que facilita la limpieza. Motor DC silencioso y libre de carbones, carcasa metálica con recubrimiento anticorrosión. Instrumento de gran utilidad en laboratorios de química, bioquímica, medicina, la salud, protección ambiental, investigación científica, la enseñanza, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO2001158</b>
Velocidad	0 - 1100 RPM
Medidas de plataforma	365*345 mm
Capacidad Max./Plaza	400ml
Grado de protección	IP21
Peso	8Kg
Dimensiones(L*W*H)	500*380*85mm
Consumo eléctrico	20W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

Incluye 16 barras magnéticas de 1"(28mm) de longitud y 16 tapetes circulares de silicón.