

## Agitador Orbital Mini de baja velocidad



### Descripción:

Agitador orbital Mini fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad. Gran estabilidad incluso con 1 o 2 charolas apiladas (mod. SM-150 opcionales), cuenta con perilla análoga de velocidad variable, puede usarse dentro de cuarto frío o en incubadoras (con exclusión de las de CO<sub>2</sub>). Incorpora una plataforma antiderrapante y un pequeño borde anti escurrimiento en todo el perímetro, es ideal en agitación suave y para uso contenedores de forma poco común.

### Especificaciones:

Catalogo	SI-M100
Rango de velocidad	20 A 100 RPM
Diámetro de orbita (Dia)	19mm
Plataforma	290*290mm
Capacidad de carga	3Kg
Medidas totales	350*350mm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz

### MINI-100 ORBITAL-GENIE™



## ACCESORIOS OPCIONALES (Charolas)



Add stacking trays

Double or triple the capacity of the Mini-100

