

## Agitador orbital Mini - 300



### Descripción:

Mini agitador orbital fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad. Gran estabilidad incluso a máxima velocidad, Perilla análoga de velocidad variable, puede usarse dentro de cuarto frío o en incubadoras (con exclusión de las de CO<sub>2</sub>). Incorpora una plataforma plana de caucho de alta adherencia, perfecto para su uso con contenedores abiertos (botellas, termos, etc.). En el caso de contenedores de difícil sujeción es posible realizarlo de manera opcional con el uso de cinta doble cara (SI-1616 No incluida). Es posible lograr de manera satisfactoria prácticamente cualquier mezcla gracias a su capacidad de movimiento controlado a diferentes velocidades.

## MINI-300 ORBITAL-GENIE™

### Especificaciones:

Catalogo	SI-M1700
Rango de velocidad	35 A 300 RPM
Diámetro de orbita (Dia)	19mm
Plataforma	305*305mm
Capacidad de carga	3Kg
Peso	10.25kg
Medidas totales	350*350mm
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz



## ACCESORIOS OPCIONALES (PINZAS)

Catalogo	DESCRIPCION
SI-1610	PINZA PARA MATRAZ DE 100ml
SI-1611	PINZA PARA MATRAZ DE 125/150ml
SI-1612	PINZA PARA MATRAZ DE 250ml
SI-1613	PINZA PARA MATRAZ DE 500ml
SI-1614	PINZA PARA MATRAZ DE 1L
SI-1615	PINZA PARA MATRAZ DE 2L
SI-1616	ROLLO DE CINTA DOBLE CARA
SI-1617	TAPETE AZUL DE ALTA ADHERENCIA

